

Assemblage CleanFlowCell

Outils nécessaires pour le montage :

- Clé à fourche : 13mm & 8mm
- Clé à six pans creux : 6mm, 5mm, 4mm
- Le cas échéant, perceuse à percussion pour le chevillage dans le sol

Autres remarques/recommandations :

- Minimum 2 personnes pour le montage
- Gants de protection
- Au moins 2 échelles (attention à la hauteur)
- Espace suffisant
- Chariot élévateur pour décharger le camion
- Respecter les dimensions d'emballage pour la mise en place de la palette (voir commande)
- Prise de courant (230V/16A) nécessaire pour le fonctionnement

Vers la notice de montage :



<https://schillingengineering.de/fr/tente-pour-salle-blanche>